
<u>Fiche Méthode - Comment déterminer la concentration d'une solution</u> d'acide ?

Pour déterminer la concentration C_0 en acide éthanoïque dans un vinaigre, on prépare un volume V = 100,0 mL d'une solution de vinaigre diluée 10 fois.

Le document ci-contre présente les courbes pH = $f(V_2)$ et $\frac{dpH}{dV_2} = g(V_2)$

obtenues lors du titrage, par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C_2 = 0,100 mol . L⁻¹, d'un volume V_1 = 10,0 mL de la solution diluée de vinaigre auquel on a ajouté 20 mL d'eau distillée pour immerger correctement la sonde du pH-mètre.



Comment utiliser ce titrage pour déterminer la concentration C_1 en acide éthanoïque dans la solution diluée, puis dans le vinaigre ?

→ Écrire l'équation de la réaction de titrage.

La réaction de titrage est une réaction acido-basique entre l'acide éthanoïque, CH₃CO₂H (aq), et l'ion hydroxyde HO⁻ (aq). Son équation s'écrit :

$$CH_3CO_2H$$
 (aq) + HO^- (aq) = $CH_3CO_2^-$ (aq) + H_2O (ℓ)

→ Utiliser la définition de l'équivalence.

L'équivalence est atteinte lorsqu'on a réalisé un mélange stochiométrique des réactifs de l'équation de titrage. Les nombres stochiométriques étant égaux, on en déduit :

$$n_{\rm i}$$
 (CH₃CO₂H) = $n_{\rm E}$ (HO⁻)

→ Exprimer les quantités mises en jeu pour atteindre l'équivalence.

La quantité initiale d'acide éthanoïque, $n_i(CH_3CO_2H)$ est égale à la quantité apportée dans le volume V_1 de solution diluée de concentration C_1 . Elle est indépendante du volume d'eau ajoutée pour permettre l'immersion correcte de la sonde du pH-mètre.

$$n_{i}(CH_{3}CO_{2}H) = C_{1} \cdot V_{1}$$

En appelant V_{2E} le volume de solution d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence, la quantité d'ions hydroxyde introduits vaut :

$$n_{\rm E}({\rm HO^-}) = C_2 \cdot V_{\rm 2E}$$

→ Déterminer l'expression de la concentration C,.

D'après la définition de l'équivalence :

$$n_{\rm i}({\rm CH_3CO_2H}) = n_{\rm E}({\rm HO^-})$$

En utilisant les relations précédentes :

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_{2E}$$

On en déduit :

$$C_1 = \frac{C_2 \cdot V_{2E}}{V_1}$$

→ Déterminer graphiquement le volume V₂E versé à l'équivalence.

Le volume versé à l'équivalence correspond à l'abscisse du maximum de la courbe dérivée. On en déduit : $V_{\rm 2E}$ = 13,2 mL.

\rightarrow Calculer C_1 en respectant le nombre de chiffres significatifs.

$$C_1 = \frac{C_2 \cdot V_{2E}}{V_1} = \frac{0,100 \times 13,2}{10,0} = 0,132 \text{ mol. L}^{-1}$$

→ Utiliser le facteur de dilution pour déterminer C_o

Le vinaigre a été dilué 10 fois, d'où:

$$C_0 = 10 \cdot C_1 = 10 \times 0,132 = 1,32 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$